

INSTRUCTIEKAART

Urostoma



1

Was uw handen.



2

Zet de benodigde
spullen klaar.



3

Verwijder het
blauw/paarse dopje
van de nachtzak.



4

Bevestig het
koppelstuk aan de
nachtzak.



5

Bevestig de nachtzak
met koppelstuk aan
de urostomazak.



6

Zet de klem open
door het witte
schuifje te
verplaatsen naar het
brede gedeelte.


INSTRUCTIEKAART

Urostoma



7

In de ochtend de klem van de nachtzak dicht schuiven door de verplaatsen naar het smalle gedeelte.




8

Het koppelstuk losmaken van de urostomazak.



9

Urostomazak sluiten.



10

Nachtzak in het toilet ledigen en even doorspoelen met water.



11

Koppelstuk met water reinigen en op een schone plek bewaren.

12

**1x
per week**

Nachtzak en koppelstuk 1x per week vervangen.