


Verwisselen van de drain-opvangzak



1
Zet de benodigde
spullen klaar.




2
Bevestig het witte stukje
aan de slang van de
opvangzak.



3
Verwijder het groene
dopje en bevestig het
witte stukje aan de
bijgeleverde slang.



4
Draai het
driewegkraantje zo dat
deze dicht staan
richting de opvangzak.



5
Draai de opvangzak los van
de drain en bevestig het
beenzakje aan de drain.
Raak hierbij de openingen
niet aan.



6
Draai het kraantje open
richting het beenzakje.



7
Bevestig de bandjes
aan het beenzakje en
om het onderbeen.