


# Spoelen van uw drain



1

Was je handen met  
zeep



2

Zet de materialen klaar



3

Draai de spuit op de  
flacon en trek vloeistof op



4

Ontlucht de spuit door  
de stamper omhoog te  
bewegen




5

Leg de spuit met  
vloeistof op een  
gaasje



6

Alcohol op een  
gaasje doen



7

Verwijder het dopje  
en maak het  
aansluitpunt schoon  
met het gaasje met  
alcohol en wacht 60  
seconden




8

Plaats het gaasje onder  
het aansluitpunt



9

Sluit de spuit aan op  
het aansluitpunt



10

Kraantje open draaien  
richting de patiënt en  
vloeistof langzaam  
inspuiten



11

Spuit leegspuiten en  
kraantje dicht  
draaien



12

Spuit verwijderen en  
nieuw dopje  
bevestigen